

پیچکاری های انسولین

2



پیچکاری را آماده کنید

1




نظافت دست

4



نوک آن را پاک کنید

3



نام و تاریخ انقضای انسولین را چک کنید

6




دوز را تنظیم کنید

5



روی شماره 2 تنظیم کنید و انسولین را آزاد کنید

7



8



درپوش را روی سوزن قرار
داده و پیچ را باز کنید.
چیزهای تیز را در زباله دانی
قرار دهید.

10



تزریق نموده و برای 10 ثانیه نگه دارید

