



Tiêm/chích insulin

1



Vệ sinh bàn tay

2



Chuẩn bị tiến hành tiêm/chích

3



Kiểm tra tên của insulin và ngày hết hạn

4



Vệ sinh đầu bút tiêm

5



Chỉnh qua số 2 và bỏ insulin đỏ

6



Xoay chọn liều lượng

7




Tiêm và giữ kim trong 10 giây.

8



Đậy nắp kim lại và xoay để tháo kim ra khỏi bút. Đặt nắp chụp trên kim tiêm và vặn mở. Bỏ kim tiêm nhọn vào thùng rác.



Quét mã QR để biết thêm chi tiết về việc tiêm/chích insulin

Được sản xuất bởi: Khoa Tiểu đường và Nội tiết học. Tham chiếu: 1632 © CAHS 2023
Tài liệu này có thể có các định dạng thay thế khi có yêu cầu dành cho người khuyết tật.
Miễn trừ trách nhiệm: Ấn bản này dành cho các mục đích thông tin và giáo dục tổng quát.
Hãy liên lạc với một nhân viên y tế có chuyên môn về bất kỳ tư vấn y tế cần thiết nào.
© Tiểu bang Tây Úc, Dịch vụ Sức khỏe Trẻ em và Thiếu niên.